

Link do produktu: <http://sexshophurt.pl/dilator-do-penisa-anchor-medium-srednica-11-mm-p-9164.html>



Dilator do penisa Anchor Medium średnica 11 mm

Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	Ten sam dzień
Numer katalogowy	5391800000
Kod EAN	4024144123186
Producent	You2Toys

Opis produktu

Dilator do penisa Anchor Medium średnica 11 mm, waga 52 g

- Masywny dilator, rozszerzacz do penisa.
- Pozwala doświadczyć intensywnych, rozciągających i stymulujących doznań bezpośrednio w cewce moczowej.
- Do użytku jako korek penisa, ogranicza wypływ nasienia i moczu, idealny do gier kontroli.
- Biżuteria dla penisa - włożony wygląda bardzo atrakcyjnie z szerokim zakończeniem.
- Stożkowa konstrukcja wtyczki, z wąską końcówką do delikatnego wprowadzania i delikatnym rozszerzeniem stymulacyjnym.
- Szeroka podstawa zapobiega wsunięciu się zbyt głęboko.
- Stal nierdzewna bezzwowa i gładko polerowana dla beztrudnej zabawy.

Stożkowy korek do penisa należy ostrożnie włożyć do cewki moczowej. Dzięki stoperowi korek trzyma się mocno i pewnie oraz zapobiega wsuwaniu się zbyt głęboko. Ułatwić delikatniejsze wkładanie zapewni zastosowanie odrobiny lubrykantu. Konstrukcja na trzonie dla podniesienia poziomu stymulacji.

Dilator do penisa to idealna zabawka dla koneserów i miłośników przyjemności z cewki moczowej. Nosząc rozszerzacz w cewce moczowej można cieszyć się wyjątkowymi stymulacjami. Dodatkowo korek powoduje lekkie rozciągnięcie cewki moczowej. Dilator można użyć jako zatyczki do nasienia lub moczu, aby kontrolować wytrysk lub oddawanie moczu - jest to szczególnie ekscytujące przy przejmowaniu kontroli. Wykonany z nierdzewnej stali, gładko wypolerowany co ułatwia noszenie.

Czyszczenie za pomocą gorącej wody i łagodnego mydła. Do specjalnej dezynfekcji wystarczy użyć środka do czyszczenia zabawek. Dilator nie powinien być używany bez lubrykantu. Przed zastosowaniem należy zdezynfekować lub wysterylizować.

Długość całkowita 6,5 cm, szerokość 6,5 cm.

Długość wkładania 5,5 cm;

Średnica 0,7 cm-1,1 cm

Waga 52 g.

Materiał metal.